



MESA QUIRÚRGICA TS7000DV

REDEFINIENDO EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE CON EL ROBOT DE CIRUGÍA DA VINCI XI®

La mesa quirúrgica TS7000dV es:

- Única por ser compatible con el Robot de cirugía da Vinci Xi®, pero también funciona como una mesa quirúrgica versátil para cirugías en todas las especialidades.
- Movimiento sincronizado con el sistema *da Vinci Xi*® para reposicionamiento intraoperatorio.
- Amplio rango de movimiento con capacidad de carga elevada del paciente en todas las articulaciones de la mesa.



Movimiento iso centrado: una combinación de Trendelenburg o Trendelenburg inverso y desplazamiento.

Movimiento de Mesa Integrado

El movimiento de mesa integrado permite que el sistema da Vinci Xi® se conecte a nuestra mesa quirúrgica TS7000dV para posicionar al paciente de forma dinámica mientras el cirujano opera. Esto permite que el equipo quirúrgico, gestione de manera eficiente la posición del paciente, y use la gravedad, para una exposición y acceso óptimo a su anatomía.



Acceso Dinámico y Exposición

Usa la gravedad para exponer la anatomía, maximizando el alcance y entrega del tejido en un ángulo de trabajo ideal.



Flujo de Trabajo Eficiente Para Cada Caso

Ahorra tiempo eliminando la necesidad de desacoplar, lo que reduce el tiempo de los casos y la capacidad de brindar alivio intraoperatorio al paciente en decúbito supino



Integración Completa con Retroalimentación Precisa

El sistema *da Vinci Xi*® y la mesa quirúrgica TS7000dV se conectan de forma inalámbrica y proporcionan al equipo quirúrgico, retroalimentación sobre los ángulos de la mesa.

Para más información por favor contacta a tu representante local de Hillrom.

hillrom.com

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL – USA 33172

La nomenclatura TS7000dV corresponde a los siguientes productos registrados CE: TruSystem 7000 (dV) - 1841049; TruSystem 7000 (dV) V - 1841083; Conexión de cable TS7000 (dV) - 1816914

da Vinci y da Vinci Xi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intuitive Surgical, Inc.

La TS7000dV está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto regulado que, de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro y adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos. El personal del centro de salud es responsable del uso y mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc.